

Rövid használati utasítás



1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. A folyadék felszínének a küvettán jelölt két vonal között kell lennie. Ne érintse a küvetta alsó felületét.



2 Rázza össze a mintavételi kémcső tartalmát, majd törje le a végét. Csepegtesse ki az első három cseppet. Ezután csepegtessen 3 cseppet a küvettába.



3 Zárja le a küvettát a reagenst tartalmazó kupakkal. Ne nyomja be a kupak belső barna részét. Miután hozzáadta a mintát a pufferoldathoz, két órán belül el kell végezni a mérést.



4 Válassza ki a Mérés lehetőséget a QuikRead go kijelzőjén.



5 Helyezze a küvettát a készülék mérőrekeszébe. A vonalkódnak Ön felé kell tekintenie. A mérés folyamata figyelemmel kísérhető a kijelzőn.



6 A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a kijelzőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik a mérőrekeszből.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

A reagensek tárolása



Bontatlan reagens készlet

Bontatlan készlet tárolása
2–8°C-on: a készlet lejárati idejéig



Bontatlan küvettek

Bontatlan alumínium-védőfóliában tárolja
2–25°C-on: a lejárati idejéig
Az alumínium-védőfólia első felbontása után tárolja:
2–8°C-on: 6 hónapig
18–25°C-on: 3 hónapig



Reagenskupakok tartályban

Bontatlan, valamint a felnyitott tartály tárolása:
2–8°C-on:
a készlet lejárati idejéig
18–25°C-on:
napi 24 órán át: 1 hónapig
18–25°C-on:
napi 7,5 órán át: 3 hónapig



Felnyitott küvetta

A minta a pufferoladatokban két órán át stabil.
Végezze el a mérést a küvetta felnyitásától számított **két órá**n belül. A mérés elvégzése előtt hagyja a küvetta szobahőmérsékletűre felmelegedni.



FOB Pozitív Kontroll

(lásd az alábbi táblázatot)

Tárolja 2–8°C-on: a lejárati idejéig

QuikRead go iFOBt Kvantitatív Kontroll

(lásd az alábbi táblázatot)

Bontatlan üvegcse 2–8°C-on: a lejárati idejéig

Az első felbontás után
2–8°C-on: 1 hónapig



QuikRead iFOBt mintavételi készlet

(lásd az alábbi táblázatot)

Tárolja 2–25°C-on: a lejárati idejéig

A mintavételi kémcsőben a minta stabil
2–8°C-on: 7 napig
18–25°C-on: 5 napig



Orion Diagnostica Oy, Finnország
Képviselet ČR, HU, PL, SR, Bélohorszá 57, 169 00 Prága 6, Csehország
Tel. +36 205 019 012
www.oriondiagnostica.hu, www.quikread.hu

8019-04HU, 02/2018

Termék	Kat. szám
QuikRead go iFOBt, 50 teszt	151051
QuikRead FOB Pozitív Kontroll, 0,8 ml	06027
QuikRead go iFOBt Kvantitatív Kontroll	152390
QuikRead iFOBt mintavételi készlet, 50 kémcső	151052
QuikRead go készülék	135867

További információk: www.quikread.hu