



QuikRead go[®]

Segítség a terápiás döntésekben

Segítség a terápiás döntésekben

QuikRead go készülék	Kat. szám
QuikRead go készülék (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, PL, HU)	135867
További információért a QuikRead go tartozékokat illetően, kérjük látogassa meg honlapunkat: www.oriondiagnostica.hu	

A QuikRead go készülék egy teljesen automatizált, megbízható és egyszerűen kezelhető készülék a QuikRead go reagenskészletek mérésére.

QuikRead go CRP	Kat. szám
QuikRead go CRP, 50 teszt kapillárisokkal és dugattyúkkal	135171
QuikRead CRP Control (kontrollanyag)	68296
QuikRead go CRP Control High (kontrollanyag)	137071

A QuikRead go CRP teszt célja a CRP teljes vérből, plazmából vagy szérumból történő kvantitatív meghatározása. A CRP teszt mérési tartománya 5–200 mg/l.

QuikRead go CRP+Hb	Kat. szám
QuikRead go CRP+Hb, 50 teszt kapillárisokkal és dugattyúkkal	140068
QuikRead CRP Control (kontrollanyag)	68296
QuikRead go CRP Control High (kontrollanyag)	137071
QuikRead go Hb Control (kontrollanyag)	141154

A QuikRead go CRP+Hb teszt a CRP teljes vérből, plazmából vagy szérumból, illetve a Hb teljes vérből történő kvantitatív meghatározására szolgál. A teszt egyetlen vizsgálat során, egyetlen vérmintából határozza meg a CRP és a Hb értékét. A CRP mérési tartománya 5–200 mg/l, a Hb mérési tartománya 50–245 g/l (3,1–15,2 mmol/l).

QuikRead go Strep A	Kat. szám
QuikRead go Strep A, 50 teszt kontrollanyaggal	135883

A QuikRead go Strep A teszt a *Streptococcus pyogenes* torokból vett mintákból való kimutatására szolgál pharyngitis (tonsillitis) gyanúja esetén.

QuikRead go iFOBT	Kat. szám
QuikRead go iFOBT, 50 teszt	136189
QuikRead FOB mintavételi készlet, 50 teszt	138822
QuikRead FOB Control Quantitative (kvantitatív kontrollanyag)	144675
QuikRead FOB Pozitív Kontroll (kontrollanyag)	06027

A QuikRead go iFOBT a humán székletben megjelenő okkult vér (hemoglobin) kimutatására és mennyiségi meghatározására szolgál a bélcsatorna alsó szakaszából történő vérzés gyanúja esetén. Ha a Hb koncentrációja a próbaoldatban több, mint 75 ng/ml, akkor a mérés pozitív eredményként van kiértékelve, és a műszer kijelzőjén felirat formájában megjelenik a mért érték (75–1000 ng/ml tartományon belül). A mennyiségi-kvantitatív eredmények kifejezhetőek µg/g széklet formájában is.



Az Orion Diagnostica több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi szakemberek által használható diagnosztikai tesztrendszerek fejlesztése, gyártása és forgalmazása terén. Elsődleges célunk az egészségéggondozás.

A QuikRead go® az Orion Diagnostica Oy bejegyzett védjegye.

Orion Diagnostica Oy, Finnország
Képviselőt ČR, HU, PL, SR, Bélohorszá 57, 169 00 Prága 6, Csehország
Tel. +36 205 019 012
www.oriondiagnostica.hu, www.quikread.hu