



QuikRead go[®] Strep A

A Strep A okozta heveny torokgyulladás objektív meghatározása

A Strep A okozta heveny torokgyulladás objektív meghatározása

A QuikRead go Strep A kvalitatív immunkémiai teszt a *Streptococcus pyogenes* (Strep A) kimutatására garatváladék mintából. A teszt egyszerűen kivitelezhető eljárás¹⁻³, mely pozitív eredményt nyújt a Strep A magasabb mint 7×10^4 CFU^{2,4,5} koncentrációban való jelenléte esetén a garatváladékban. A vizit ideje alatt kimutatott pontos és aktuális eredmény segíti a megfelelő antibiotikum kiválasztását a kezeléshez.¹

Előnyök:

GYORS

- » Eredmények kevesebb mint 4 percen belül^{2,4}
- » Az egyértelműen negatív és pozitív eredmények már 2 percen belül megjelennek a képernyőn^{2,4}
- » A vizuális kiértékelés szükségtelenné válik a készülékkel végzett vizsgálatot követően

ALKALMAZKODÓ

- » Automatikus mérési eljárás
- » A vizsgálat és az eredményrögzítés egyszerűen igazítható a munkafolyamathoz³

NYOMON KÖVETHETŐ EREDMÉNYEK

- » A kezelő és a beteg azonosítja az eredményekkel együtt tárolható

BIZONYÍTOTT QUIKREAD MINŐSÉG

- » Az eredmények automatikusan tárolódnak a készülék memóriájába
- » A csatlakoztathatóság lehetősége által az eredmények kezelése megbízhatóbbá válik

Irodalom:

1. Stefaniuk, E., Bosacka, K., Wanke-Rytt, M. et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2017). doi:10.1007/s10096-017-2986-8 .
2. Evaluation report: SKUP/2015/106. www.skup.nu
3. Rantsi E. Head nurse. Oulun työterveys liikelaitos, Finland. QuikRead go Strep A - An evaluation of performance in comparison to Alere Testpack+Plus with OBC. November 2013. Data on file.
4. Karlsson P. Clinic instructor, method specialist for Strep A rapid tests. Microbiology laboratory of medical diagnostics, Jönköping, Sweden. Evaluation of QuikRead go Strep A test regarding the detection level of Streptococcus pyogenes. February 2013. Data on file.
5. Ramberg J et al. Rapid diagnostic test for Group A Streptococcal antigen using QuikRead go instrument. Poster presented at the 31st Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases; May 28 - June 1 2013; Milan, Italy.



QuikRead go

ILYEN EGYSZERŰ!



Minta



Mérés



Eredmény

További részletes információért olvassa el a használati utasítást.

Termék

Kat. szám

QuikRead go Strep A, 50 teszt	135883
QuikRead go készülék	135867

ORION
DIAGNOSTICA

Az Orion Diagnostica több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi szakemberek által használható diagnosztikai tesztrendszerek fejlesztése, gyártása és forgalmazása terén. Elsődleges célunk az egészségügy javítása.

A QuikRead go® az Orion Diagnostica Oy bejegyzett védjegye.

Orion Diagnostica Oy, Finnország
Képviselő: ČR, HU, PL, SR, Bélohorszá 57, 169 00 Prága 6, Csehország
Tel. +36 205 019 012
www.oriondiagnostica.hu, www.quikread.hu