



Orion Clean Card® PRO

Orion Clean Card® PRO

Tiszta felület? Törölje le és kiderül!

- fehérje maradványok kimutatása különböző felületeken
- egyszerű eljárás:
nedvesítés – letörlés – kiértékelés
- színváltozás jelzi a szennyezett felületet
- eredmény 30 másodpercen belül

Orion Clean Card® PRO

Az élelmiszergyártók és az élelmiszerszállítók kötelesek betartani minden óvintézkedést, ami hozzájárul az élelmiszer jó minőségéhez. A munkafelületek tisztasága alapvető követelmény. Így megelőzhető a káros mikroorganizmusok munkafelületeken és munkaeszközökön való elterjedése.

Az Orion Clean Card® PRO tesztek újgenerációs higiéniai tesztek a felületek megfelelő tisztításának ellenőrzésére. A teszt kimutatja azon fehérjék maradványait, amelyek jelenléte a felület szennyezettségére utal.

Minden Orion Clean Card PRO tesztlemez tartalmaz reagenssel átitatott betétet. Ez a betét a lemez perforált része alatt helyezkedik el. Ha a szennyezett felület fehérjéi kapcsolatba kerülnek a tesztlemezzel, színváltozásra kerül sor: sárgáról zöldre vagy sárgáról kékre.

A Orion Clean Card PRO további alkalmazási lehetőségei:

- ellenőrizze a mosogatógépe működését a mosott edény tisztaságának tesztelésével
- ellenőrizze a kritikus ellenőrző pontokat a kórházakban
- ellenőrizze a fehérje maradványokat a használt műszereken az autoklávozásuk előtt

A teszt jellemzői

- egyszerű eljárás: nedvesítés – törlés – kiértékelés
- színváltozás jelzi a szennyezett felületet
- eredmény 30 másodpercen belül
- egyszerű kiértékelés
- tárolás szobahőmérsékleten
- hosszú tárolhatósági idő
- bárki elvégezheti (az alkalmazottak közül)
- nem költséges befektetés
- nincs szükség semmilyen készülékre
- kapható kétféle csomagolásban



Orion
Clean Card® PRO



Orion Diagnostica Oy, Finnország
Képviselet CZ,HU,PL,SK: Csehország, 169 00 Prága, Bělohorská 57,
Tel: +420 233 350 533, Magyarországi iroda: (+36) 20 501 90 12 vagy (+36) 1 437 02 24,
E-mail: orion@oriondiagnostica.hu, www.oriondiagnostica.hu

Orion Clean Card® PRO

A készlet tartalma	Kat. szám
<ul style="list-style-type: none">• 25 tesztlemez• műanyag flakon• permetező fej a műanyag flakonra• mintadiagram (model chart)• használati útmutató	133148
A készlet tartalma	Kat. szám
<ul style="list-style-type: none">• 50 tesztlemez• mintadiagram (model chart)• használati útmutató	133149
Tárolás	18–25 °C
Szabadalom	folyamatban

A Orion Clean Card PRO az Orion Diagnostica Oy törvényvédett márkaneve.

Ilyen egyszerű!

Töltse meg a készletben található műanyag flakont vízzel. Tegye fel a permetező fejet a flakonra. Kiértékelés: Ha a lemez perforált oldala sárga marad, a tesztelt felület tiszta. Ha a perforált rész színe zöldre vagy kékre változik, a felület szennyezett. Minél sötétebb a kék árnyalata, annál több fehérje maradvány található a tesztelt felületen.

